

# Monitor Fetal VITALFIC® F70 FCS MEDICAL CONTROL®



5.7" pantalla LCD  
Botón para liberación rápida de papel.  
Medida FM Manual/automática  
Protección de datos de 300 casos en caso de apagado.  
60 horas de almacenamiento y reproducción de ondas.  
Soporte de impresión sincronizada.

Impresora térmica integrada 112 mm  
Batería integrada con más de 4 horas de funcionamiento.  
Sistema automático de estado fetal.  
Indicador de intensidad de señal de FHR y gemelos.  
Función de vigilancia  
Compatible con central de monitorización FCS MEDICAL CONTROL®

## F70 Monitor Fetal



Pantalla plegable, fácil observación



Almacenamiento de datos y compatible con disco USB externo



Anclaje a pared




Portátil y ergonómico.

# Especificaciones Técnicas

Monitor Fetal VITALFIC® F70 FCS MEDICAL CONTROL®



- ▲ Pantalla 5.7" LCD.
- ▲ Batería integrada con capacidad para 4 horas de trabajo
- ▲ Impresora de 112 mm. Ranura especial para extraer fácilmente el papel.
- ▲ Soporta 30mm/Min, 20mm/Min tiempo real y 25mm/Seg de alta velocidad  
Impresión sincronizada  
3 niveles de alarmas audibles y visuales.  
Opción de monitorizar gemelos



- ▲ Sistema de gestión de archivo de pacientes.
- ▲ FM automático/manual.
- ▲ Indicador de intensidad de señal FHR
- ▲ 60 horas de almacenamiento en tiempo real.
- ▲ Función control, evita vigilancia de horas extras.
- ▲ Conexión WIFI a monitor Central.

## Configuración

Configuración estándar:

FHR / TOCO / FM / Impresora térmica

Configuración opcional:

Gemelos, estimulador fetal.

Laboratorios Macrimasa-Pharma, S.A. cumple con la directiva 93/42/CEE referente a dispositivos médicos y estándares de calidad ISO 9001 e ISO 13485.

LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA, S.A.  
C/ Marie Curie 3 Parque Tecnológico de Andalucía  
29590 - Campanillas - Málaga - España  
Tel. : + 34 - 902 366 106 Fax. : +34 - 902 366 108  
info@macrimasa.com  
www.macrimasa.com

